

KV8,1L



190083

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Germany

Tel.: +49 5258 971-0
Fax.: +49 5258 971-120
Service-Hotline: +49 5258 971-197
www.bartscher.com

Version: **1.0**

Erstelldatum: 2021-09-15

Original-Bedienungsanleitung

Technische Daten

Bezeichnung:	Milchbehälter KV8,1L
Artikel-Nummer:	190083
Inhalt in L:	4,5
Maße (B x T x H) in mm:	150 x 170 x 240
Gewicht in kg:	0,6

Technische Änderungen vorbehalten!

Ausführung / Eigenschaften

- Ausgelegt für: Milch, Milchbeutel
- Öffnung für Milchschauch: Im Deckel
- Deckel-Eigenschaften: Abnehmbar

Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Milchbehälter eignet sich zur Zwischenlagerung von Milch im Milchkühlschrank.

DE

Verwendung



Abb. 1

Der Milchbehälter eignet sich zur Zwischenlagerung von Milch im Milchkühlschrank.

Befüllt mit bis zu 4,5 Litern Milch oder bestückt mit Milchbeuteln ist der Milchbehälter die perfekte Ergänzung zum Milchkühlschrank KV8,1L. Über die Öffnung im Deckel wird die gekühlte Milch für Cappuccino, Milchkaffee, Latte Macchiato und Co. direkt aus dem Behälter gezogen.

Pflege - und Reinigungshinweise

1. Reinigen Sie den Milchbehälter regelmäßig am Ende des Arbeitstages, bei Bedarf auch öfter.
2. Spülen Sie den Milchbehälter gründlich mit warmem Wasser und einem milden Reinigungsmittel aus.
3. Spülen Sie den Milchbehälter erneut von innen gründlich mit frischem Wasser aus, um Reinigungsmittelreste zu entfernen.
4. Wischen Sie den Milchbehälter außen mit einem weichen, feuchten Tuch ab.

Aufbewahrung Milchbehälter

1. Reinigen Sie den Milchbehälter nach jedem Gebrauch wie oben beschrieben.
2. Trocknen Sie den Milchbehälter mit einem weichen Tuch gründlich ab.
3. Bewahren Sie den Milchbehälter an einem trockenen Ort auf.